

## TEST DES ROTATEURS DE HANCHE ★★★★★

### A. Le but

Ce test est un test d'observation qui va permettre au praticien d'objectiver une perturbation du système postural. Ce test sera rapproché du test de latéralité et pseudo rotation (TLPR) ou du test de l'aimant (TDA).

### B. Premier temps

Le praticien positionne le sujet en procubitus, les deux bras pendants hors de la table. Les deux genoux du patient sont serrés. Puis l'opérateur amène les deux tibias à 90° par rapport aux fémurs. Les deux genoux sont serrés.



### C. Deuxième temps

L'opérateur laisse tomber les deux membres inférieurs du sujet en rotation interne et observe une rotation interne (ici à gauche) et une rotation externe (ici à droite) et surtout la disparition ou la diminution de l'appui des deux épines iliaques antérosupérieures de son patient sur la table d'ostéopathie, ce qui va donner cette image de déséquilibre rotatoire et e faux appui.

